


Prüfung des Supports von Sport-BHs

Hohenstein Prüfgerät MODY

Das Prüfgerät „MODY“ ermöglicht eine unabhängige Testung des Supports von Sport-BHs. Die prozentuale Reduzierung des Bewegungsumfangs der Brust kann durch die Methode objektiv quantifiziert werden.



Ihr Nutzen als Auftraggeber

Auf Basis der objektiven Daten können Sie die Qualität Ihrer Sport-BHs zielgerichtet abstimmen und verifizierte Marketingaussagen kommunizieren. Ein verlässlicher Support für die Brust mit der richtigen Passform führt zu einer besseren Performance und zur Zufriedenheit der Kundinnen.

Durchgeführte Prüfung

MODY ist ein 3D-gedruckter Torso mit definierten Unterbrustumfängen und austauschbaren Cups. Das Gerät ermöglicht eine separate oder synchronisierte Bewegung in die Richtungen „hoch-tief“, „rechts-links“ und „vor und zurück“. Die Bewegung des Brustpunkts wird hierbei getrackt und ausgewertet. Die Standard-Prüfung „hoch-tief“ erlaubt eine Identifizierung und Differenzierung von Support-Levels durch die Analyse der Reduzierung des Bewegungsumfangs durch den Sport-BH.

Anforderungen an das Prüfmuster

Ausgehend von der Basisgröße prüfen wir aktuell die Größen 80B, 80C, 80D. Zukünftig werden wir die Größen 90B, 90C, 90D anbieten. Zudem ist die richtige Passform des Sport-BHs Voraussetzung, um die Support-Funktion prüfen zu können. Die Passformprüfung stellt eine wichtige Grundlage dar.

Was wir von Ihnen benötigen

Mindestens eine Größe in Originalmaterial. Je mehr Größen geprüft werden, desto besser können wir Ihnen eine Aussage über den Support des Sport-BHs über den gesamten Größenlauf geben.

Was Sie von uns erhalten

- Prüfbericht inklusive prozentualer Werte Ihres Supports
- Falls gewünscht, ein Label über die Support-Funktion Ihres Sport-BHs

Zeitaufwand

- 10 Arbeitstage nach Mustereingang und Klärung evtl. offener Fragen
- Express-Service: 7 Arbeitstage

Kosten

Auf Anfrage

